

Sdělení LS ČHS, 29.5.2026, ÚHKT

1. Kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 27.3.2026
2. Informace ze schůze výboru ČHS 18.5.2026
3. Informace z PS k SZV z jednání 2026:
Informace o úpravě podmínek napříč výkony v odbornosti 818 - *Specializovaným hematologickým pracovištěm se rozumí pracoviště s odpovídajícím technickým vybavením, na kterém je zajištěna denní přítomnost lékaře se specializací v oboru Hematologie a transfuzní lékařství (odbornosti 202/222/818) s úvazkem 0,2 a VŠ nelékařského zdravotnického pracovníka se specializací v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba (odbornost 818/222) s úvazkem 1,0.* Úprava pro některé výkony, které vyžadují přítomnost OPLM v úvazku 1,0.

Nové/revidované výkony k jednání na PS k SZV (budou podány do 14.9.2026):

1. Vyšetření nátěru krve na přítomnost srpkovitých erytrocytů – nový výkon
2. 96321 Kontrola trombocytů mikroskopicky – revize
3. 96613 Vyšetření nátěru krve na schistocyty – revize
4. Informace o rozeslání e-mailu o zrušení a náhradě výkonu: nový výkon 96248 AGREGACE TROMBOCYTŮ MĚŘENÁ IMPEDANČNÍ METODOU vykazování pro agregometry na impedančním principu; 96249 AGREGACE TROMBOCYTŮ INDUKOVANÁ OSTATNÍMI INDUKTORY – TYP II. bude zrušen a nahrazen výkonem 96248; informace bude poslána ještě jednou v 9/2026.
5. Novinky z NČLP– nová revize v 6/2026; v plánu Workshop: elektronizace laboratorní komunikace a správné používání NČLP kódů v hematologii jako celodenní setkání ve FNMH v novém MOC, předběžný termín 2.12.
6. Podněty na změnu vyhlášky 96/2004. Byly podány připomínky ze strany ČAZL a souběžně ze strany KVVOPZ. Žádali jsme o zohlednění vyšší odpovědnosti laboratorních pracovníků a jejich úzké spolupráce s ordinujícími lékaři při interpretaci výsledků.
7. Informace o KVVOPZ. Připravuje se změna. Komora bude dále pokračovat formou zapsaného spolku. V současné době se řeší stanovy ve spolupráci s právníky ČR.
8. Informace z ČAZL– úpravy vyhl. 96/2004 a vyhlášky č. 55/2011 Sb. (v příloze).
9. Vyšetření TEG a ACT – možnosti od ECAT či INSTAND – nebude rozeslán dotazník v rámci SEKK. Zájemci o EHK si cyklus objednají u zahraničních poskytovatelů EHK.
10. Žádost na STL o sdílení výkonu 22150 NEUTRALIZACE INTERFERENCÍ ZPŮSOBENÝCH TERAPEUTICKOU ANTI-CD38 PROTILÁTKOU PŘI

PŘEDTRANSFUZNÍM VYŠETŘENÍ pro odbornost 818 Hematologická laboratoř.

11. Vyšetření vzorků na koagulaci v případě HTC pod 0,25 a nad 0,55.
Z jednání vyšla domluva, že všeobecně se hematokrit pod 0,25 v laboratoři neřeší. Hematokrit nad 0,55 se řeší pomocí přepočtového vzorce, který je zmíněn i v Doporučení k preanalytické fázi. Podle výsledku výpočtu optimálního množství citrátu ve zkumavce se následně odběr koriguje.
12. Informace z Pařížkových dní z workshopu na agregometrii; sjednocení kontroly kvality v rámci agregací.
13. Tvorba nového doporučení LS: *Rozšířené parametry hematologických analyzátorů a jejich využití v praxi.*
14. Tvorba nového doporučení LS: *Zajištění metrologické návaznosti v hematologii.*
15. Tvorba nového doporučení LS: *Management rizik v hematologii.*
16. Revize doporučení z r. 2021:
 - a) *Doporučení pro VKK pro koagulace*
 - b) *RM KO+DIF dospělí*
 - c) *Preanalytika v hematologické laboratoři*
 - d) *Uvolňování výsledků z hematologické laboratoře*
 - e) *Hodnocení nátěru PK – vyškrtnutá věta o žádankách.*
 - f) *V přípravě ev. doporučení „Indikace k vyšetření krevního obrazu z pohledu hematologa/laboratoře“*
17. Elektronické vs. papírové žádanky a výsledkové listy. Průzkumu se zúčastnilo 22 laboratoří z ČR. Největší rozdíl je v tisku výsledkového listu – plošně vše tisknou 2 nemocniční laboratoře. Většina laboratoří stále potřebuje k elektronické žádance i papírový výtisk. Elektronický podpis/pečeť na výsledkovém listě mají 2 laboratoře.
18. Podněty od a k auditorům ČIA a NASKL z odbornosti 818.
19. MUDr. Lenka Bultasová byla jednomyslně přijata jako nová členka LS ČHS.
20. Postup pro vykazování výkonu 96905 (digitální morfologie), který nelze vykázat současně s výkony 96711 a 96713. V případě, že tyto výkony (nátěr a barvení) potřebujete vykázat v rámci vyšetření aspirátu kostní dřeně spolu s jeho hodnocením (96715), využijte možnost odložení vykazování výkonů o jeden den v rámci vašeho LIS. Tato funkce je dostupná v systémech UNIS (Steiner) a OpenLIMS (DS Soft). Po domluvě s PS k SZV na MZČR bude provedena změna v RL.